

# DESINFEKTIONSPLAN

## FÜR DIE ZAHNARZTPRAXIS

Was	Wann	Wie	Womit Bitte eintragen (fragen Sie nach unseren Einklebeetiketten)	Wer verantwortliche oder zuständige Personen eintragen
<b>Händedesinfektion hygienisch + chirurgisch</b>	Vor und nach jeder Behandlung.	Konzentrat unverdünnt in die trockenen Hände einreiben. Chirurgisch zusätzlich Unter- arme desinfizieren.		
<b>Händereinigung</b>	Bei Bedarf.	Hände und Unterarme gründ- lich mit Waschlotion und Wasser waschen.		
<b>Händepflege</b>	Bei Bedarf.	In die Hände einreiben, gleichmäßig verteilen und einziehen lassen.		
<b>Mundschleimhaut- aantiseptika</b>	Vor chirurgischen Maßnah- men und erhöhtem Infektionsrisiko.	Die zu behandelnden Schleimhaut- und Haut- partien müssen gleichmäßig benetzt werden. Tupfermethode / Sprühme- thode / Spülung.		
<b>Desinfektionslösung Patientennahe Oberflächen von Gegenständen, z. B. Behandlungseinheit</b>	Nach jeder Behandlung, bei sichtbarer Verschmutzung sofort.	Direkt aufbringen und ein- wirken lassen. Bei Bedarf nachtrocknen, ggf. mit Des- infektionstüchern wischen.		

<b>Desinfektionstücher Patientennahe Oberflächen von Gegenständen, z. B. Behandlungseinheit</b>	<p>Nach jeder Behandlung, bei sichtbarer Verschmutzung sofort.</p>	<p>Direkt aufbringen und einwirken lassen. Bei Bedarf nachtrocknen.</p>		
<b>Inventar und Fußboden</b>	<p>1x täglich nach der Sprechstunde bei Keimbelastung und Verschmutzung.</p>	<p>Konzentrat nach Herstellerangaben ansetzen. Oberfläche bzw. Fußboden feucht wischen.</p>		
<b>Instrumente</b>	<p>Nach der Behandlung.</p>	<p>Einlegen. Nach der Einwirkzeit unter fließendem Wasser abspülen (Siebeinsatz). Gut abtrocknen. Auch Ultraschall möglich. Anschließend Sterilisation.</p>		
<b>Bohrer / Fräser / rotierende Instrumente</b>	<p>Nach der Behandlung.</p>	<p>Einlegen und nach angegebener Einwirkzeit abtrocknen.</p>		
<b>Hand- &amp; Winkelstücke sowie Turbinen Außen- und Innenreinigung</b>	<p>Nach der Behandlung.</p>	<p>Schritt 1: Aussenreinigung mit Desinfektionstuch abwischen Schritt 2: Reinigung WL-Clean Schritt 3: Desinfektion WL-Cid Schritt 4: Trocknung WL-Dry / WL-Blow</p>		
<b>Maschinelle Instrumenten- Desinfektion</b>	<p>Einsortieren sofort nach der Behandlung. Lagerung im Gerät vor der Desinfektion nicht über 6 Stunden.</p>	<p>Nach Herstellerangaben behandeln. Wenn erforderlich, Sterilisation.</p>		

<b>Maschinelle Instrumenten-Desinfektion</b>	Einsortieren sofort nach der Behandlung. Lagerung im Gerät vor der Desinfektion nicht über 6 Stunden.	Nach Herstellerangaben behandeln. Wenn erforderlich, Sterilisation.		
<b>Abformungen sowie Werkstücke und Hilfsmittel</b>	- sofort nach der Abdrucknahme - vor Transport in das Dentallabor - nach Erhalt aus dem Dentallabor.	Abformungen unter fließendem Wasser abspülen. In die Desinfektionslösung einlegen, Eintauchverfahren. Danach erneut unter fließendem Wasser abspülen.		
<b>Absauganlage</b>	2x täglich.	Reinigungs- und Desinfektionsmittel langsam durchsaugen und Rest in die Speischale eingießen.		
<b>Praxiswäsche</b>	Nach Gebrauch der Schutzkleidung möglichst täglich. Bei sichtbarer Verschmutzung sofort.	Kochwaschgang oder Waschgang mit desinfizierendem Waschmittel.		
<b>Abfall</b>	Nach Abfallanfall.	Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände dürfen nur sicher umschlossen in den Abfall gegeben werden. Entsorgung gem. LAG-Richtlinie für Krankenhausabfälle Richtlinie für die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes. Entsorgungshinweis auf den verpackungen beachten.		

Dieser Desinfektionsplan ist ein Standardplan aufgrund der Basis der Anforderungen der TRBA 250, dieser muss den örtlichen Gegebenheiten in der Praxis angepasst werden. Die Überprüfung auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität obliegt dem Anwender. Regelmäßige Unterweisungen über persönliche Hygiene, Verhalten bei Infektionsgefährdung und Maßnahmen zur Desinfektion und Sterilisation sind vorgeschrieben (DGUV Vorschrift 1, §12 Arbeitsschutzgesetz).

