

PRODUKT- / GEBRAUCHSINFORMATION

CLEAN WIPES Wischtücher

PRAXIS DIREKT

Trockene Wischtücher zum Tränken mit Flächenschnelldesinfektion.

Anwendungsgebiete

CLEAN WIPES Wischtücher (Rolle á 300 Blatt) sind besonders hochwertig und reißfest, 100 % PET (50g/m²). Die getränkten Tücher sind in sehr kurzen Einwirkzeiten anwendbar und geben die Desinfektionslösung sehr gut, rasch und gleichmäßig ab und gewährleisten eine einwandfreie und großflächige Benetzung der zu desinfizierenden Oberflächen. Zur schnellen und einfachen Desinfektion und Reinigung der Oberflächen von Medizinprodukten, sowie für kleine Flächen in Praxen und in allen Bereichen mit erhöhtem Infektionsrisiko. Flächen und Gegenstände in dentalmedizinischen Bereichen und Oberflächen medizinischer Geräte vollständig benetzen und kurz abtrocknen lassen.

- Standzeit ca. 28 Tage
- Tuchgröße: ca. 17 x 25 cm (ungefaltet)
- Vliesstoffart: Sunplace

Anwendung

1) 1,5 – 2,5 Liter gebrauchsfertige Desinfektionslösung über die trockenen Tücher im Spendereimer füllen. Nach ca. 30 - 60 Minuten sind die Tücher vollständig getränkt und somit einsatzbereit.

2) Flächen und Gegenstände abwischen. (Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten!)

Hygienischer Aufbereitungs- und Befüllungsplan



Zum Personalschutz, sowie zum Schutz der **VLIESTÜCHER** vor Kontaminationen empfehlen wir die Arbeitsfläche z. B. mit **microsept® FD** vorher zu desinfizieren. Schutzkittel, Schutzbrille und Handschuhe tragen!



Öffnen Sie den Deckel des Feuchttuchspenders und setzen Sie die entpackte Vliestuchrolle oder den Beutel mit den vorgetränkten Vliestüchern in den Spender ein. Ziehen Sie das innerste Vliestuch ein kleines Stück aus der Mitte heraus.



Anschließend gießen Sie 1,5 bis 2,5 Liter gebrauchsfertige Desinfektionsmittellösung **microsept® FD** langsam spiralförmig von der Mitte nach außen über die Vliestuchrolle. Dadurch gewährleisten Sie eine vollständige Benetzung. (**Schritt entfällt bei vorgetränkten Tüchern.**)



Nun ziehen Sie das innerste Vliestuch der Vliestuchrolle in die sternförmige Entnahmöffnung des Deckels ein.



Setzen Sie den Deckel auf den Spender auf und verschließen Sie ihn jetzt bis er einrastet.



Verschließen Sie auch die Schutzkappe des Entnahmesystems sorgfältig.



Nach ca. 30-60 Minuten Wartezeit sind die Vliestücher vollständig durchtränkt und einsatzbereit. (**Schritt entfällt bei vorgetränkten Tüchern.**)



Füllen Sie das Chargenetikett, das jeder Vliestuchrolle beigelegt ist, vollständig aus und kleben Sie es erkenntlich auf den Spender.



Das **Tuchspender-System** von praxis direkt ist nun einsatzbereit. Bei **microsept® FD** beträgt die Standzeit 28 Tage.



Bestellinformation

Paket 1: 3x NF-Rolle á 300 Blatt + 1x Eimer (leer)	pd840p1
Paket 2: 6x NF-Rolle á 300 Blatt + 2x Eimer (leer)	pd840p2
Paket 3: 12x NF-Rolle á 300 Blatt + 3x Eimer (leer)	pd840p3
CLEAN WIPES Wischtücher 1x NF-Rolle 300 Blatt	pd840