

DOSIERTABELLE (FLÜSSIG)

Konzentration der Anwendungslösung								
Lösung / Liter	0,1 %	0,25 %	0,5 %	1 %	1,5 %	2 %	3 %	5 %
1 Liter	1 ml	2,5 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	50 ml
2 Liter	2 ml	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	100 ml
3 Liter	3 ml	7,5 ml	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	150 ml
4 Liter	4 ml	10 ml	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	200 ml
5 Liter	5 ml	12,5 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	250 ml
6 Liter	6 ml	15 ml	30 ml	60 ml	90 ml	120 ml	180 ml	300 ml
7 Liter	7 ml	17,5 ml	35 ml	70 ml	105 ml	140 ml	210 ml	350 ml
8 Liter	8 ml	20 ml	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	400 ml
9 Liter	9 ml	22,5 ml	45 ml	90 ml	135 ml	180 ml	270 ml	450 ml
10 Liter	10 ml	25 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	500 ml
15 Liter	15 ml	37,5 ml	75 ml	150 ml	225 ml	300 ml	450 ml	750 ml
20 Liter	20 ml	50 ml	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml	600 ml	1000 ml
30 Liter	30 ml	75 ml	150 ml	300 ml	450 ml	600 ml	900 ml	1500 ml

Die Standzeiten sind abhängig vom einzelnen Produkt und beim jeweiligen Hersteller des Desinfektionsmittels zu erfragen. Der Verband für Angewandte Hygiene e. V. (VAH) empfiehlt, Gebrauchslösungen grundsätzlich mindestens arbeitstäglich zu erneuern. Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert Koch-Institut und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte zu den „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“.

