

DESINFEKTIONSPLAN

FÜR DIE TIERKLINIK / -PRAXIS

Was	Wann	Wie	Womit Bitte eintragen (fragen Sie nach unseren Einklebeetiketten)	Wer verantwortliche oder zuständige Personen eintragen
Hygienische Händedesinfektion	Vor und nach der Behandlung.	Hände bis zu den Handgelenken gemäß Standard-Einreibungsmethode desinfizieren. Über die gesamte Einwirkzeit einreiben und feucht halten.		
Chirurgische Händedesinfektion	Vor chirurgischen Eingriffen, vor Betreten des OP, zwischen zwei OPs.	Hände und Unterarme bis zu den Ellenbogen gemäß Standard-Einreibungsmethode desinfizieren. Über die gesamte Einwirkzeit einreiben und feucht halten.		
Händewaschung	Bei Bedarf mehrmals.	Hände und Unterarme gründlich mit Waschlotion und Wasser waschen, mit Einmalhandtuch abtrocknen.		
Hautschutz und Hautpflege	In Arbeitspausen bzw. nach der Arbeit.	Hautpflegemittel gleichmäßig verteilen und einziehen lassen.		
Hautantiseptik	Vor Blutentnahmen, vor Injektionen zur prä- und postoperativen Hautdesinfektion.	Vor Injektionen / Punktionen oder Blutabnahmen Hautpartien einsprühen / einreiben und über die gesamte Einwirkzeit feucht halten. Anwendung bei Bedarf feucht halten.		
Schleimhaut-Antiseptik	Vor Katheterisierung (Blasenkatheter), vor Eingriffen.	Mit sterilen, satt getränkten Tupfern auftragen. Von der Harnröhre nach außen wischen. Vorgang mehrmals wiederholen (4-6 Tupfer). Einwirkzeit beachten.		
Wundversorgung	Bei Bedarf.	Spülung von Wunden und Wundhöhlen. Hautareal vollständig benetzen, trocknen lassen. Dünnen Film auftragen und falls möglich Verband anlegen.		
Starre und flexible Endoskope	Nach jeder Untersuchung.	Gemäß Geräteherstellerangaben reinigen und desinfizieren.		
Sterilisation	Nach der Desinfektion, soweit erforderlich.	Instrumente in Folienbeutel oder in Kassetten in Sterilisator legen. Nach Herstellerangaben sterilisieren.		
Thermometer	Nach Benutzung.	Desinfizierend reinigen ggf. unter Leitungswasser abspülen. Bei rektaler Messung unbedingt Schutzhülle verwenden.		
Stethoskop, Tonometerhalterung	Bei Bedarf, nach Kontamination.	Desinfizierend abwischen.		
Desinfektionswannen, Reinigungs-/ Ultraschallbecken	Arbeitstäglich oder bei Lösungswechsel.	Desinfizierend reinigen.		

Dieser Desinfektionsplan ist ein Standardplan aufgrund der Basis der Anforderungen der TRBA 250, dieser muss den örtlichen Gegebenheiten in der Praxis angepasst werden. Die Überprüfung auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität obliegt dem Anwender. Regelmäßige Unterweisungen über persönliche Hygiene, Verhalten bei Infektionsgefährdung und Maßnahmen zur Desinfektion und Sterilisation sind vorgeschrieben (DGUV Vorschrift 1, §12 Arbeitsschutzgesetz).



DESINFEKTIONSPLAN

FÜR DIE TIERKLINIK / -PRAXIS

Was	Wann	Wie	Womit Bitte eintragen (fragen Sie nach unseren Einklebeetiketten)	Wer verantwortliche oder zuständige Personen eintragen
Med. Geräte (z.B. Röntgengerät, EKG-Gerät, Monitor, Tastatur, Zubehör)	Nach Gebrauch bzw. täglich.	Herstellerangaben beachten. Desinfizierend abwischen. Da- bei darf keine Feuchtigkeit in das Geräteinnere eindringen. Vorsicht bei stromführenden Teilen. Netzstecker ziehen!		
Aufbereitung von Wandspendern und Feuchttuchspender- systemen		Desinfizierend reinigen.		
Kleine Flächen, Arbeitsflächen	Nach jeder Behandlung.	Aufbringen der Lösung, auf vollständige Benetzung ach- ten und einwirken lassen. Flächen mit getränktem Tuch gründlich wischen, auf vollständige Benetzung ach- ten und einwirken lassen.		
Behandlungstisch, OP-Tisch, OP-Lampe	Nach jeder Behandlung.	Flächen mit in Desinfektions- mittellösung getränktem Tuch gründlich wischen, auf voll- ständige Benetzung achten und einwirken lassen.		
Aufwachboxen	Nach Benutzung.	Desinfizierend ab- und auswischen.		
Waage	Bei Bedarf. Nach Benutzung.	Desinfizierend reinigen. Unterseite beachten!		
Sanitärbereich, Waschbecken, Toiletten: Brille, WC-Becken	Täglich 1 x. Bei Kontamination sofort.	Flächen mit in Desinfektions- mittellösung getränktem Tuch gründlich wischen, auf voll- ständige Benetzung achten und einwirken lassen.		
Stall	Nach Infektionserkrankungen. Nach Patiententlassung.	Fläche mit in Desinfektions- mittellösung getränktem Mop gründlich wischen oder mit Hochdruckreiniger Lösung auftragen, auf vollständige Benetzung achten und ein- wirken lassen.		
Fußböden	Täglich.	Flächen mit in Desinfektions- mittellösung getränktem Putztuch oder Mop wischen, einwirken lassen, auf vollständige Benetzung achten.		
Abfallbehälter	Täglich 1x. Bei Bedarf.	Abfallbehälter leeren. Desinfizierend abwischen. Neue Abfalltüte einlegen.		
Wäsche	Nach Gebrauch. Bei sichtbarer Verschmutzung sofort.	In die dafür vorgesehenen Wäschesäcke abwerfen. Entweder Kochwaschgang oder 60° C - Waschgang und desinfizierendes Waschmittel lt. VAH-Liste.		
Instrumente: Entsorgung von spitzen, scharfen und zerbrechlichen Gegen- ständen	Nach Gebrauch.	Entsorgung in stich- und bruchsichere Behältnisse. Spitze, scharfe und zerbrech- liche Gegenstände dürfen nur sicher umschlossen in den Abfall gegeben werden.		

Dieser Desinfektionsplan ist ein Standardplan aufgrund der Basis der Anforderungen der TRBA 250, dieser muss den örtlichen Gegebenheiten in der Praxis angepasst werden. Die Überprüfung auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität obliegt dem Anwender. Regelmäßige Unterweisungen über persönliche Hygiene, Verhalten bei Infektionsgefährdung und Maßnahmen zur Desinfektion und Sterilisation sind vorgeschrieben (DGUV Vorschrift 1, §12 Arbeitsschutzgesetz).

