

Händedesinfektion (PT1)

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel.

- *gebrauchsfertige Lösung*
- *zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion*
- *schnelle und breite Wirksamkeit*
- *dermatologisch getestet*
- *aldehyd- und phenolfrei*
- *VAH zertifiziert*
- *getestet nach EN 1500, EN 12791 und EN 14476*

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:

63,1 g Isopropanol, 0,1 g Ethanol

Wirkungsspektrum

Testkriterien: hohe Belastung,

Raumtemperatur

Unverdünnt in 30 Sekunden

- *hygienische Händedesinfektion (EN 13727, EN 13624, EN 1500; P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, C. albicans)*
- *mykobakterizid (EN 14348; M.terrae und M.avium)*

Testkriterien: niedrige Belastung,

Raumtemperatur

- *chirurgische Händedesinfektion (EN 13727, EN 13624, EN 12791; P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, C. albicans), unverdünnt in 3 Minuten*
- *begrenzt viruzid (EN 14476) gegen behüllten Viren, z.B. HBV, HCV, HIV und Influenza, unverdünnt in 30 Sekunden*

Enthält keine Nanomaterialien.

BAuA-Nr.: N-109863

Gutachten

HygCen Austria:

- EN 12791, 2023-05
- EN 1500, 2023-05
- EN 13727, 2023-05
- EN 13624, 2023-05
- EN 14348, 2023-05
- EN 14476, 2023-05



bactologicum GmbH:

- EN 12791, 2023-06
- EN 13727, 2023-06
- EN 13624, 2023-06

W.H.U. GmbH:

- EN 1500, 2023-05
- EN 13727, 2023-05
- EN 13624, 2023-05

Gutachten und Freigaben können in besonderen Fällen bei uns abgerufen werden.

Anwendung

AlproSept-HDE unverdünnt verwenden.

Zur hygienischen Händedesinfektion:

3 ml AlproSept-HDE für 30 Sekunden auf der trockenen Haut auftragen. Ausreichend feucht halten und die gesamte Hand benetzen.

Zur chirurgischen Händedesinfektion:

3 ml AlproSept-HDE für 3 Minuten auf der trockenen Haut auftragen. Ausreichend feucht halten und die gesamte Hand benetzen.

Hinweis:

Biozidprodukte!
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

Haltbarkeit

3 Jahre

AlproSept-HDE

Händedesinfektion (PT1)

Lieferformen

REF 5024 1 L Spritzflasche
REF 5023 500 ml Spritzflasche
REF 5022 100 ml Spritzflasche

Zubehör

REF 3519 Wandspendersystem
mit Hebelarm, grau
REF 4028 Armhebelspender, weiß
REF 4026 Automatik Sensorspender,
weiß
REF 4027 Ersatzpumpe für Automatik
Sensorspender
REF 4029 Dosierpumpe
für 1 L & 500 ml Flasche
(AlproSept-HDE,
Alprox)